

# Hessing

Maßarbeit  
für Orthopädie

Orthopädietechnik  
Orthopädieschuhtechnik  
Sanitätshaus

# Jede Maßeinlage ein Unikat

Individuelle Komponenten nach Indikation

## 1 Oberfläche, Kontaktfläche/Bezug

- schadstoffgeprüft
- hautverträglich
- atmungsaktiv
- kann barfuß getragen werden
- für alle Anwendungsbereiche

## 2 Einbauelemente nach Indikation

- 2.1 · Quergewölbestützen
- Stufenentlastungen
- Anhebung der Mittelfußköpfchen nach Bedarf
- 2.2 · Fersenspornausparungen
- Punktentlastungen
- Einstellung der Beinstatik mit Supinations- oder Pronationskeil
- Bewegungslimitierung durch Rigidusfeder

## 4 Sohlenweichbettung/ Dämpfung

- Weichbettungsschicht nach Bedarf
- Fuß- und schuhspezifische Polsterung nach Bedarf

## NUR BEI UNS

Die individuelle  
Rückfußspange zur  
Entlastung des  
Vorfußes

## 3 Individuelle Fußanatomie

Das Know-how der Einlage

- 3.1 · Lotgerechte Ausrichtung der Ferse – **die Rückfußspange**
- 3.2 · Teilflexible Belastungszonen im Bereich der Fußwurzel
- individ. Korrektur des medialen und lateralen Fußgewölbes
- Bewegungszone im Ballenbereich
- Schuhgerechte Formgebung



Mit dem indikativen Einlagensystem von Hessing erstellen wir auf Basis der ärztlichen Indikation eine auf den Verwendungszweck bzw. die Schuhart des Patienten angepasste Maßeinlage.